



Prêt à l'emploi, activité rapide,
respectueux des matériaux
sensibles comme le Makrolon®,
le Plexiglas® et le cuir synthétique

Bacillol® 30 Foam

Désinfectant rapide, sans aldéhyde,
respectueux des matériaux.

Idéal pour la désinfection des surfaces sensibles.



Bacillol® 30 Foam



Composition

Principes actifs : Ethanol 140 mg/g; propan-2-ol 100 mg/g; propan-1-ol 60 mg/g, n-alkyl-aminopropyl-glycine (CAS number 1397 34-65-9) 5 mg/g.

Microbiologie

- bactéricide
- levuricide
- virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC)
- norovirus murin
- polyomavirus
- rotavirus

Normes européennes

Activité bactéricide	
EN 13727 (cond. de saleté)	30 sec.
Activité levuricide	
EN 13624 (cond. de saleté)	30 sec.
Activité virucide	
Selon DVV* virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC)	30 sec.
Selon DVV* Polyomavirus	5 min.
Selon EN Rotavirus	1 min.
Selon EN Norovirus murin	5 min.
Cond. de propreté	10 min.
Cond. de saleté	

DVV* : Société allemande pour le contrôle des maladies virales



Laboratoires PAUL HARTMANN
Châtenois
67607 Sélestat Cedex
Téléphone : 03 90 58 58 58
Fax : 03 88 82 44 65
Email : grandscomptes@hartmann.fr
www.hartmann.fr

Réglementation

- Dispositif Médical de classe IIa selon la directive européenne 93/42/CEE pour la désinfection des Dispositifs Médicaux,
- Produit Biocide TP2 selon la directive européenne 98/8/CE pour la désinfection des sols et surfaces.

Domaines d'application

Bacillol® 30 foam est utilisable pour une désinfection rapide (grâce à la présentation en spray) des surfaces lavables sensibles, comme :

- les Dispositifs Médicaux (directive 93/42/CEE) ou les surfaces (directive biocide 98/8/CE) :
- surfaces synthétiques sensibles comme le cuir synthétique, le Makrolon®, le verre acrylique et les polysulfones
- plans de travail en établissements de santé, dans les services de premiers soins, les cabinets dentaires, les ambulances,
- endroits nécessitant une action rapide, comme par exemple les lignes de production,
- endroits difficiles d'accès, comme les câbles, les vannes d'arrêt, ...,
- écrans, claviers, moniteurs et panneaux de commandes

Mode d'emploi

Bacillol® 30 foam est prêt à l'emploi. Humidifier suffisamment la surface à désinfecter et essuyer la avec un chiffon propre jetable. La surface doit rester humide pendant le temps d'application recommandé.

Préhension facile

- **Désinfection de routine des surfaces : durée d'exposition de 30 secondes.**

Pour une application uniforme, utiliser la tête de spray mousse spécialement conçue, qui permet le contrôle visuel de la couverture.

Pour la désinfection de surfaces verticales, comme par exemple un écran ou un moniteur, et pour la désinfection de surfaces irrégulières comme les claviers et panneaux de commandes, nous recommandons de pulvériser suffisamment de Bacillol® 30 foam sur un chiffon propre à usage unique afin de recouvrir complètement la surface à désinfecter.

Assurez-vous que la solution de désinfection n'entre pas à l'intérieur du dispositif.

Lire le manuel d'utilisation du dispositif à désinfecter lorsque cela est possible pour plus d'information.

Ne pas utiliser pour la désinfection de Dispositifs Médicaux invasifs.

La quantité de solution de désinfection à appliquer ne doit pas dépasser 50 ml/m² de surface à traiter. La quantité totale utilisée par pièce ne doit pas dépasser 100ml/m² de surface au sol de la pièce.

Ne pas jeter non dilué dans les systèmes d'évacuation d'eau.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désignation		Nb unités/ carton	Référence commande
Bacillol® 30 foam	750 ml avec vapo	8 pces	981 307
	5 litres	20 pces	981 127