



5605-E BAVOIR A POCHE OUATE/PE « SPECIAL GERIATRIE »

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Très pratique à mettre en œuvre, le bavoir gériatrie est résistant grâce à sa première face en PE, mais il est aussi absorbant grâce à sa deuxième face en ouate.
- Sa poche permet de contenir les aliments et de préserver ainsi les vêtements des personnes dépendantes




DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | |
|-------------------|--|
| Nom du produit : | Bavoir a poche Ouate/PE "Special Gériatrie" |
| Type de produit : | À usage unique, non stérile |
| Composition : | Polyéthylène + Ouate |
| Confection : | Avec poche |
| Couleur : | Blanc + Bleu |
| Grammage : | Tissu absorbant : 20 g/m ² (± 10%) Plie PE : 13 g/m ² (± 10%) |
| Dimensions : | 66 x 37 cm (± 1 cm) |
| Poids unitaire : | 10,4 g (± 10%) |
| Conditionnement : | Sachet de 100 unités |
| Origine : | Chine |



UTILISATION DU PRODUIT



- Mettre le bavoir sur le patient avec la face blanche à l'extérieur. Attacher le lien autour du cou.
- Retourner la poche. Le coté bleu de la poche doit être à l'extérieur du bavoir.

INDUSTRIES

RHF / CHR / Collectivité / Administration / Santé / Médical / Chirurgie / Camping

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Caractéristiques sachet

| Article | Taille mm | Poids brut kg | QTE/ palette | QTE |
|---------|-----------------|---------------|---|-------------------------|
| 5605-E | 380 x 280 x 550 | 9,7 | 36 cartons (4 couches de 8 cartons + 1 couche de 4 cartons) | 9 sachets de 100 pièces |



Codes EAN

| Article | Carton | Sachet |
|---------|-------------------|-------------------|
| 5605-E | 8 718 007 012 712 | 8 718 007 912 715 |



Medicom

Medicom Healthcare BV
Parallelweg 80a | 3931 MT Woudenberg | The Netherlands
cs@medicom-eu.com | +31 332 866 460