

PROMIX SANIT

Nettoyant Détartrant Désinfectant Sanitaires



Les concentrés



INDICATIONS

Produit concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sanitaires.

COMPOSITION

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 24,5 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide en 10 min, 2 %, 20°C (EN 1276, EN 13697).

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour système "PROMIX dispenser".
S'utilise à 2% (dilution automatique), soit 15 ml pour 750 ml d'eau froide ou tiède.
Appliquer la solution diluée directement sur la surface à traiter en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²). Respecter le temps de contact de 10 min.
Rincer à l'eau potable.
Pour la fréquence d'utilisation se référer au plan d'hygiène en place.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Solution de couleur rouge
pH produit pur à 20°C : ≈ 0
pH produit dilué (2%) à 20°C : ≈ 1,8
Densité : ≈ 1,080

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stocker entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2 - directive 98/8/CE) Usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

3 flacons de 1,5L



POINTS FORTS

- ✓ FORMULE ÉCONOMIQUE, DILUTION À 2%.
- 1 BIDON DE 1,5L = 100 PULVÉRISATEURS (750ML).
- ✓ ISSUE D'UNE ÉCO-CONCEPTION
- PRODUIT FORMULÉ SANS ALCOOL, SANS PHOSPHATE.
- ACIDES ET TENSIOACTIFS D'ORIGINE NATURELLE.
- ✓ NETTOYAGE, DÉTARTRAGE ET DÉSINFECTION.

1 PROMIX VITRES

2 PROMIX SURF

3 PROMIX 3D SURF

4 PROMIX SANIT

5 PROMIX 3D SOL

6 PARFUM DE SURFACE



PROMIX

1

2

3

4

5

6



Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du moulin
59260 Lille Hellemmes- France.
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68